


SeeClear MAX® (SC062500) / SeeClear XcL® (SC082500)
Laparoscopic Smoke Evacuation System



SeeClear MAX® (SC062500) / SeeClear XcL® (SC082500) • Laparoscopic Smoke Evacuation System
Instructions for Use

English

1. Attach the SeeClear® to the side port of the trocar that is **largest and closest to the source of smoke or mist**.
2. Position the SeeClear filter housing away from the operative site. Secure it to the surgical drape at a level **elevated above the trocar**.
3. Open the side port of the trocar to its full open position **before smoke or mist is created**. The SeeClear filter is not a catch-up device.

Note: Elevating the SeeClear filter prevents condensation from collecting in the filter housing and reducing flow rate.

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Not made with natural rubber latex.

Caution: The product is for single use and not to be reused due to risk of contamination.

Dispose of in accordance with all applicable Federal, State and local Medical/Hazardous waste practices.

Marks bearing © are registered trademarks of CooperSurgical, Inc.

SeeClear MAX® (SC062500) / SeeClear XcL® (SC082500) • laparoskopisches Rauchevakuierungssystem
Verwendungsanleitung

Deutsch / German

1. Den SeeClear® an dem Seitenanschluss des Trokars anbringen, **der am größten ist und am dichtesten an der Quelle des Rauchs oder Nebels liegt**.
2. Das SeeClear Filtergehäuse vom Operationsitus weg positionieren und am Operationsabdecktuch auf **höherer Ebene zum Trokar** befestigen.
3. Den Seitenanschluss des Trokars in die vollständig geöffnete Position bringen, **bevor Rauch oder Nebel entstehen**. Der SeeClear Filter ist keine Auffangvorrichtung.

Hinweis: Eine Erhöhung des SeeClear Filters verhindert Kondensation im Filtergehäuse und damit eine Reduzierung der Flussrate.

Vorsicht: Laut US-Bundesgesetz ist der Verkauf dieses Produkts nur an Ärzte oder im Auftrag von Ärzten erlaubt.

Besteht nicht aus Latex aus Naturkautschuk.

Vorsicht: Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt und darf wegen des Kontaminationsrisikos nicht wiederverwendet werden.

Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit allen zutreffenden bundesstaatlichen, staatlichen und lokalen Richtlinien für medizinischen/gefährlichen Abfall erfolgen.

Mit © sind eingetragene Marken von CooperSurgical, Inc.

SeeClear MAX® (SC062500) / SeeClear XcL® (SC082500) • Sistema laparoscópico de evacuación de humo
Instrucciones de uso

Español / Spanish

1. Conecte SeeClear® al puerto lateral del trocar que **sea más largo y esté más cerca de la fuente de humo o vapor**.
2. Coloque la cubierta protectora del filtro SeeClear lejos del sitio de intervención. Fijela al paño quirúrgico a una altura **superior a la del trocar**.
3. Abra el puerto lateral del trocar hasta que quede completamente abierto **antes de que se forme el humo o el vapor**. El filtro SeeClear no es un dispositivo de recuperación.

Nota: si se eleva el filtro SeeClear, se evita que se produzca condensación dentro de la cubierta protectora del filtro y se reduzca el caudal.

Precaución: Las leyes federales de EE UU limitan la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción médica.


Fabricado sin látex de caucho natural.

Precaución: El producto es de un solo uso y no puede reutilizarse por riesgo de contaminación.

Deséchelo respetando todas las normas federales, estatales y locales aplicables sobre residuos médicos o peligrosos.

Las marcas que incluyen el símbolo © son marcas comerciales registradas de CooperSurgical, Inc.

SeeClear MAX® (SC062500) / SeeClear XCL® (SC082500) (continued)



SeeClear MAX® (SC062500) / SeeClear XCL® (SC082500) • Système d'évacuation de fumée laparoscopique Instructions d'utilisation

Français / French

1. Attacher le SeeClear® au port latéral du trocar le plus **grand et le plus proche de la source de fumée ou de brume**.
2. Placer le logement du filtre SeeClear hors du champ opératoire. L'attacher au drap chirurgical à un niveau **d'élévation supérieur au trocar**.
3. Ouvrir complètement le port latéral du trocar **avant que de la fumée ou de la brume ne soient créées**. Le filtre SeeClear n'est pas un dispositif de rattrapage.

Remarque : Le fait d'élever le filtre SeeClear empêche la condensation de s'accumuler dans le logement du filtre et de réduire le débit.

ATTENTION : Selon la loi fédérale américaine, ce produit ne peut être vendu que par un médecin ou sur son ordonnance.

Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.

ATTENTION : Le produit est à usage unique. En raison des risques de contamination, il ne doit en aucun cas être réutilisé.

Éliminer conformément à toutes les pratiques d'élimination des déchets médicaux/dangereux fédéraux, étatiques et locaux en vigueur.

Les marques accompagnées du symbole ® sont des marques déposées de CooperSurgical, Inc.

SeeClear MAX® (SC062500) / SeeClear XCL® (SC082500) • Sistema di dispersione dei fumi durante interventi di laparoscopia Istruzioni per l'uso

Italiano / Italian

1. Attaccare il dispositivo SeeClear® all'apertura laterale del trocar di dimensioni **maggiori e più vicina alla fonte di fumi o vapore**.
2. Collocare la custodia del filtro SeeClear lontano dal sito chirurgico. Fissarla al telo chirurgico in posizione **sovrastante rispetto al trocar**.
3. Aprire completamente l'apertura laterale del trocar **prima di creare fumo o vapore**. Il filtro SeeClear non è un dispositivo di raccolta.

Nota: l'elevazione del filtro SeeClear evita che la condensa si raccolga nella custodia del filtro con conseguente riduzione della portata di flusso.

Attenzione – la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su presentazione di prescrizione medica.

Non prodotto con lattice di gomma naturale.

Attenzione: Il prodotto è monouso e non riutilizzabile a causa del rischio di contaminazione.

Smaltire osservando tutte le prassi locali e statali relative ai rifiuti pericolosi/medici.

I marchi contrassegnati da © sono marchi depositati di CooperSurgical, Inc.

EXPLANATION OF SYMBOLS • SYMBOLE • EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS • EXPLICATION DES SYMBOLES • SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

<p>REF Reorder number Nachbestellnummer Número de pedido Numéro de référence Numero di riordine</p> <p>LOT Batch code Chargencode Código de lote Code de lot Codice del lotto</p> <p> Use-by date Verfallsdatum Fecha de caducidad À utiliser avant la date suivante Data di scadenza</p> <p> Do not re-use Nicht wiederverwenden No reutilizar Ne pas réutiliser Non riutilizzare</p>	<p>R_x Only Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician. Vorsicht: Laut US-Bundesgesetz ist der Verkauf dieses Produkts nur an Ärzte oder im Auftrag von Ärzten erlaubt. Precaución: las leyes federales de EE UU limitan la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción médica. Attention: Selon la loi fédérale américaine, ce produit ne peut être vendu que par un médecin ou sur son ordonnance. Attenzione: la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su presentazione di prescrizione medica.</p> <p> Do not use if package is damaged Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist No utilizar si el envase está dañado Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé Non utilizzare se la confezione è danneggiata</p>	<p>STERILE [EO] Sterilized using Ethylene Oxide Sterilisation durch Ethylenoxid Esterilizado con óxido de etileno Stérilisé à l'oxyde d'éthylène Sterilizzato tramite ossido di etilene</p> <p> Manufacturer Hersteller Fabricante Produttore</p> <p> Consult instructions for use Bedienungsanleitung beachten Consulte las instrucciones de uso Consulter les instructions d'utilisation Consultare le istruzioni per l'uso</p>	<p>EC [REP] Authorized Representative in the European Community. Autorisierte Vertretung in der Europäischen Gemeinschaft. Representante autorizado en la Comunidad Europea. Représentant agréé au sein de la Communauté européenne. Rappresentante autorizzato per la Comunità Europea.</p> <p> Not made with natural rubber latex Besteht nicht aus Latex aus Naturkautschuk Fabricado sin látex de caucho natural Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel Non prodotto con lattice di gomma naturale</p>
--	---	--	---

© 2021 CooperSurgical, Inc.

CooperSurgical

95 Corporate Drive
Trumbull, CT 06611 USA
Phone: (800) 243-2974
Fax: (800) 262-0105

PI-SEECLEAR • Rev. A • 08/2021

International:
Phone: +1 (203) 601-9818
Fax: +1 (203) 601-4747
www.coopersurgical.com

EC [REP] EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Made in the USA